

KERN 315-112-407

Set de segurança 100 g (M1); 2000 g (E2)

KERN



Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	Safety Set
Família de produto	315

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	100 g & 2 kg
Peso de teste OIML classe	E2 M1

Desenho

Número de pesos	2
Estojo do conjunto de pesos	em caixa de alumínio
Material	aço inox

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	255×135×140 mm
Peso líquido	1,2 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	1,2 kg
Peso bruto aprox.	3,0 kg
Peso de envio	3 kg

Serviços

Número do artigo para calibração DAkkS	962-300-600
--	-------------