

KERN 315-205-101

KERN

Safety Set 20 g (F1); 1 g (E2)



Numero di articolo per
scostamento positivo garantito 921-331

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Set di pesi
Gruppo di prodotti	Safety Set
Famiglia di prodotti	315

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	20 g & 1 g
Peso di calibrazione OIML classe	E2 F1

Design

Numero di pesi	2
Astuccio del set di pesi	in valigetta di alluminio
Materiale	acciaio inossidabile

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	150×115×70 mm
Peso netto	0,5 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,50 kg
Peso lordo ca.	1,00 kg
Peso di spedizione	1 kg

Servizi

Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	952-331
Numero di articolo per calibrazione DAkks	962-300-400