

# KERN 315-207-303

Set de segurança 5 g (F2); 100 g (F1)

# KERN



## Pictogramas

STANDARD



### Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	Safety Set
Família de produto	315

### Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	5 g & 100 g
Peso de teste OIML classe	F1 F2

### Desenho

Número de pesos	2
Estojo do conjunto de pesos	em caixa de alumínio
Material	aço inox

### Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	150×115×70 mm
Peso líquido	0,5 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,50 kg
Peso bruto aprox.	1,00 kg
Peso de envio	1 kg

### Serviços

Número do artigo para calibração DAkkS	962-400-400
--	-------------