

# KERN 315-209-406

Safety Set 50 g (M1); 500 g (F1)

# KERN



Pittogrammi

STANDARD



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Set di pesi
Gruppo di prodotti	Safety Set
Famiglia di prodotti	315

## Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	50 g & 500 g
Peso di calibrazione OIML classe	F1 M1

## Design

Numero di pesi	2
Astuccio del set di pesi	in valigetta di alluminio
Materiale	acciaio inossidabile

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	255×135×140 mm
Peso netto	1,2 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	1,2 kg
Peso lordo ca.	3,0 kg
Peso di spedizione	3 kg

## Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkkS	962-400-600
-------------------------------------------	-------------