

KERN 315-242

KERN

Pincet voor het veilig grijpen van kleine testgewichten



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Controlegewichtenaccessoires
Productgroep	Pincet

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	100×5×8 mm
Materiaal	Polyamide

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	100×20×10 mm
Nettogewicht	0,01 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg

Pictogrammen

STANDARD

