

# KERN 315-242

**KERN**

Pinça para agarrar com segurança pesos para teste pequenos



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Acessórios de pesos de aferição metrológica
Grupo de produto	Pinça

## Desenho

Dimensões (L×P×A)	100×5×8 mm
Material	Poliamida

## Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	100×20×10 mm
Peso líquido	0,01 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envio	0,1 kg

## Pictogramas

STANDARD

