

KERN 315-243

KERN

Pinzette zum sicheren Greifen von kleinen Prüfgewichten



Kategorie

| | |
|------------------|---------------------|
| Marke | KERN |
| Produktkategorie | Prüfgewichtezubehör |
| Produktgruppe | Pinzette |

Bauform

| | |
|---------------------|------------|
| Abmessungen (B×T×H) | 103×5×8 mm |
|---------------------|------------|

Verpackung & Versand

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Lieferzeit | 1 d |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 105×10×10 mm |
| Nettogewicht | 0,02 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| Nettogewicht ca. | 0,05 kg |
| Bruttogewicht ca. | 0,05 kg |
| Versandgewicht | 0,1 kg |

Piktogramme

STANDARD

