

KERN 315-245

KERN

Pincet voor het veilig grijpen van kleine testgewichten



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Controlegewichtaccessoires
Productgroep	Pincet

Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	250×10×10 mm
--------------------	--------------

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	250×15×15 mm
Nettogewicht	0,1 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Brutogewicht ca.	0,10 kg
Verzendgewicht	0,1 kg

Pictogrammen

STANDARD

