

# KERN 315-246



Pinzette zum sicheren Greifen von kleinen Prüfgewichten



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Prüfgewichtezubehör
Produktgruppe	Pinzette

## Bauform

Abmessungen (B×T×H)	131×8×10 mm
Material	Edelstahl, Kunststoff

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [Max] (°C)	140 °C
--------------------------------	--------

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	135×15×10 mm
Nettogewicht	0,02 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg

## Piktogramme

### STANDARD

