

# KERN 315-246

**KERN**

Pinzetta per afferrare pesi di calibrazione di piccole dimensioni



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Accessori per pesi di calibrazione
Gruppo di prodotti	Pinzetta

## Design

Dimensioni (L×P×A)	131×8×10 mm
Materiale	acciaio inossidabile, plastica

## Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Max]	140 °C
----------------------------	--------

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	135×15×10 mm
Peso netto	0,02 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,05 kg
Peso lordo ca.	0,05 kg
Peso di spedizione	0,1 kg

## Pittogrammi

STANDARD



1 DAY