

# KERN 315-246

**KERN**

Pincet voor het veilig grijpen van kleine testgewichten



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Controlegewichtenaccessoires
Productgroep	Pincet

## Ontwerp

Afmetingen (B×D×H)	131×8×10 mm
Materiaal	edelstaal, kunststof

## Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Max]	140 °C
----------------------------	--------

## Verpakking & verzending

Afleesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	135×15×10 mm
Nettogewicht	0,02 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg

## Pictogrammen

### STANDARD

