

KERN 315-246

KERN

Pinça para agarrar com segurança pesos para teste pequenos



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Acessórios de pesos de aferição metrológica
Grupo de produto	Pinça

Desenho

Dimensões (L×P×A)	131×8×10 mm
Material	aço inoxidável, plástico

Condições ambientais

Temperatura ambiente [Max]	140 °C
----------------------------	--------

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	135×15×10 mm
Peso líquido	0,02 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envio	0,1 kg

Pictogramas

STANDARD

