

KERN 315-247

KERN

Pinzetta per afferrare pesi di calibrazione di piccole dimensioni



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Accessori per pesi di calibrazione
Gruppo di prodotti	Pinzetta

Design

Materiale	acciaio inossidabile, plastica
-----------	-----------------------------------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Max]	140 °C
----------------------------	--------

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	135×15×10 mm
Peso netto	0,02 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,05 kg
Peso lordo ca.	0,05 kg
Peso di spedizione	0,1 kg

Pittogrammi

STANDARD

