

# KERN 315-247

**KERN**

Pinça para agarrar com segurança pesos para teste pequenos



## Categoria

|                      |   |
|----------------------|---|
| Marca                | KERN  |
| Categoria de produto | Acessórios de pesos de aferição metrológica |
| Grupo de produto     | Pinça                                       |

## Desenho

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Material | aço inoxidável, plástico |
|----------|--------------------------|

## Condições ambientais

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Temperatura ambiente [Max] | 140 °C |
|----------------------------|--------|

## Embalagem e expedição

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Leitura força [d] (N)          | 1 d                   |
| Dimensões da embalagem (L×P×A) | 135×15×10 mm          |
| Peso líquido                   | 0,02 kg               |
| Método de envio                | Serviço de encomendas |
| Peso líquido aprox.            | 0,05 kg               |
| Peso bruto aprox.              | 0,05 kg               |
| Peso de envio                  | 0,1 kg                |

## Pictogramas

STANDARD

