


# KERN 315-248

**KERN**

Pinzette zum sicheren Greifen von kleinen Prüfgewichten



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Prüfgewichtezubehör
Produktgruppe	Pinzette

## Bauform

Material	Edelstahl + Nylon 6-6
----------	-----------------------

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [Max] (°C)	140 °C
--------------------------------	--------

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	225×15×15 mm
Nettogewicht	0,06 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Bruttogewicht ca.	0,10 kg
Versandgewicht	0,1 kg

## Piktogramme

STANDARD

