


KERN 315-248

KERN

Pinzetta per afferrare pesi di calibrazione di piccole dimensioni



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Accessori per pesi di calibrazione
Gruppo di prodotti	Pinzetta

Design

Materiale	acciaio inox + nylon 6-6
-----------	--------------------------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Max]	140 °C
----------------------------	--------

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	225×15×15 mm
Peso netto	0,06 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,10 kg
Peso lordo ca.	0,10 kg
Peso di spedizione	0,1 kg

Pittogrammi

STANDARD

