


KERN 315-248

KERN

Pincet voor het veilig grijpen van kleine testgewichten



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Controlegewichtenaccessoires
Productgroep	Pincet

Ontwerp

Materiaal	edelstaal + nylon 6-6
-----------	-----------------------

Milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur [Max]	140 °C
----------------------------	--------

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	225×15×15 mm
Nettogewicht	0,06 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Brutogewicht ca.	0,10 kg
Verzendgewicht	0,1 kg

Pictogrammen

STANDARD

