


KERN 315-248

KERN

Pinça para agarrar com segurança pesos para teste pequenos



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Acessórios de pesos de aferição metrológica
Grupo de produto	Pinça

Desenho

Material	aço inox + nylon 6-6
----------	----------------------

Condições ambientais

Temperatura ambiente [Max]	140 °C
----------------------------	--------

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	225×15×15 mm
Peso líquido	0,06 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,10 kg
Peso bruto aprox.	0,10 kg
Peso de envio	0,1 kg

Pictogramas

STANDARD

