

KERN 315-273

Gewichtsgriff, kunststoffummantelt

KERN



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Prüfgewichtezubehör
Produktgruppe	Gewichtsgriff
Produktfamilie	315

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	55×70×63 mm
Nettogewicht	0,1 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Bruttogewicht ca.	0,15 kg
Versandgewicht	0,15 kg

Piktogramme

STANDARD

