

KERN 315-273

Impugnatura per pesi, plastificata

KERN



Categoria	
Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Accessori per pesi di calibrazione
Gruppo di prodotti	Impugnatura per pesi
Famiglia di prodotti	315

Imballaggio e spedizione	
Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	55×70×63 mm
Peso netto	0,1 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,10 kg
Peso lordo ca.	0,15 kg
Peso di spedizione	0,15 kg

Pittogrammi

STANDARD



1 DAY