

# KERN 315-273

Gewicht handvat, plastic gecoat

**KERN**



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Controlegewichtenaccessoires
Productgroep	Gewicht handvat
Productfamilie	315

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	55×70×63 mm
Nettogewicht	0,1 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Brutogewicht ca.	0,15 kg
Verzendgewicht	0,15 kg

## Pictogrammen

STANDARD

