

KERN 315-273

Pega para peso, revestido a plástico

KERN



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Acessórios de pesos de aferição metrológica
Grupo de produto	Pega para pesos
Família de produto	315

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	55×70×63 mm
Peso líquido	0,1 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,10 kg
Peso bruto aprox.	0,15 kg
Peso de envio	0,15 kg

Pictogramas

STANDARD

