

KERN 315-274

Gewichtsriff, kunststoffummantelt

KERN



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Prüfgewichtezubehör
Produktgruppe	Gewichtsriff
Produktfamilie	315

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	75×85×68 mm
Nettogewicht	0,15 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,15 kg
Bruttogewicht ca.	0,25 kg
Versandgewicht	0,25 kg

Piktogramme

STANDARD

