

# KERN 315-274

Poignée de poids, gaine en matière plastique

**KERN**



## Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Accessoires pour poids de contrôle
Groupe de produit	Poignée de poids
Famille de produits	315

## Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	75×85×68 mm
Poids net	0,15 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,15 kg
Poids brut env.	0,25 kg
Poids d'expédition	0,25 kg

## Pictogrammes

STANDARD

