

KERN 315-275

Gewichtsriff, kunststoffummantelt

KERN



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Prüfgewichtezubehör
Produktgruppe	Gewichtsriff
Produktfamilie	315

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	90×160×95 mm
Nettogewicht	0,35 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,35 kg
Bruttogewicht ca.	0,45 kg
Versandgewicht	0,45 kg

Piktogramme

STANDARD

