

KERN 315-276

Gewichtsgriff, kunststoffummantelt

KERN



Kategorie

| | |
|------------------|---------------------|
| Marke | KERN |
| Produktkategorie | Prüfgewichtezubehör |
| Produktgruppe | Gewichtsgriff |
| Produktfamilie | 315 |

Verpackung & Versand

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Lieferzeit | 1 d |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 115×190×115 mm |
| Nettogewicht | 0,4 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| Nettogewicht ca. | 0,40 kg |
| Bruttogewicht ca. | 0,50 kg |
| Versandgewicht | 0,5 kg |

Piktogramme

STANDARD

