

KERN 315-276

Impugnatura per pesi, plastificata

KERN



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Accessori per pesi di calibrazione
Gruppo di prodotti	Impugnatura per pesi
Famiglia di prodotti	315

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	115×190×115 mm
Peso netto	0,4 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,40 kg
Peso lordo ca.	0,50 kg
Peso di spedizione	0,5 kg

Pittogrammi

STANDARD

