

KERN 315-308-205

Safety Set 200 g (F2); 20 g (F1)

KERN



Pittogrammi

STANDARD



Categoria

| | |
|-----------------------|-------------|
| Marchio | KERN |
| Categoria di prodotto | Set di pesi |
| Gruppo di prodotti | Safety Set |
| Famiglia di prodotti | 315 |

Sistema di misura

| | |
|--|--------------|
| Peso di calibrazione - valore nominale | 20 g & 200 g |
| Peso di calibrazione OIML classe | F1 F2 |

Design

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Numero di pesi | 2 |
| Astuccio del set di pesi | in valigetta di alluminio |
| Materiale | acciaio inossidabile |

Imballaggio e spedizione

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Divisione forza [d] (N) | 1 d |
| Dimensioni imballaggio (L×P×H) | 150×115×70 mm |
| Peso netto | 0,5 kg |
| Metodo di spedizione | Servizio pacchi |
| Peso netto ca. | 0,50 kg |
| Peso lordo ca. | 1,00 kg |
| Peso di spedizione | 1 kg |

Servizi

| | |
|---|-------------|
| Numero di articolo per calibrazione DAkkS | 962-400-400 |
| Numero di articolo per scostamento positivo garantito | 921-438 |