

KERN 315-309-205

Safety Set 500 g (F2); 20 g (F1)

KERN



Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Set di pesi
Gruppo di prodotti	Safety Set
Famiglia di prodotti	315

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	20 g & 500 g
Peso di calibrazione OIML classe	F1 F2

Design

Numero di pesi	2
Astuccio del set di pesi	in valigetta di alluminio
Materiale	acciaio inossidabile

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	255×135×140 mm
Peso netto	1,2 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	1,2 kg
Peso lordo ca.	3,0 kg
Peso di spedizione	3 kg

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkkS	962-400-400
Numero di articolo per scostamento positivo garantito	921-439