

# KERN 315-309-405

Safety Set 20 g (M1); 500 g (F2)

# KERN



## Pictogramas

STANDARD



### Categoría

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Marca                 | KERN           |
| Categoría de producto | Juego de pesas |
| Grupo de producto     | Safety Set     |
| Familia de productos  | 315            |

### Sistema de medición

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Peso de control - valor nominal | 20 g & 500 g |
| Peso de control OIML clase      | F2<br>M1     |

### Diseño

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Número de pesas           | 2                         |
| Estuche de juego de pesas | en un estuche de aluminio |
| Material                  | acero inoxidable          |

### Embalaje y envío

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Lectura fuerza [d] (N)           | 1 d                  |
| Dimensiones del embalaje (A×P×A) | 255×135×140 mm       |
| Peso neto                        | 1,2 kg               |
| Método de envío                  | Servicio de paquetes |
| Peso neto aprox.                 | 1,2 kg               |
| Peso bruto aprox.                | 3,0 kg               |
| Peso de envío                    | 3 kg                 |

### Servicios

|   |             |
|---|-------------|
| Número de artículo para calibración DAkkS | 962-400-600 |
|---|-------------|