

KERN 315-312-307

KERN

Safety Set 2 kg (F2); 100 g (F2)



Numero di articolo per
scostamento positivo garantito 921-442

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Set di pesi
Gruppo di prodotti	Safety Set
Famiglia di prodotti	315

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	100 g & 2 kg
Peso di calibrazione OIML classe	F2

Design

Numero di pesi	2
Astuccio del set di pesi	in valigetta di alluminio
Materiale	acciaio inossidabile lucidato (OIML)

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	255×135×140 mm
Peso netto	1,2 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	1,2 kg
Peso lordo ca.	3,0 kg
Peso di spedizione	3 kg

Servizi

Numero di articolo per valutazione della conformità (omologazione)	952-442
Numero di articolo per calibrazione DAkks	962-400-400