

# KERN 315-312-307

Safety Set 2 kg (F2); 100 g (F2)

# KERN



## Pictogrammen

### STANDARD



### Categorie

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Merk             | KERN              |
| Productcategorie | Set van gewichten |
| Productgroep     | Safety Set        |
| Productfamilie   | 315               |

### Meetsysteem

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Testgewicht - nominale waarde | 100 g & 2 kg |
| Testgewicht OIML klasse       | F2           |

### Ontwerp

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Aantal gewichten      | 2                                |
| Etui van gewichtenset | in aluminium behuizing           |
| Materiaal             | roestvrij staal gepolijst (OIML) |

### Verpakking & verzending

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Afreesbaarheid kracht [d] (N) | 1 d            |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 255×135×140 mm |
| Nettogewicht                  | 1,2 kg         |
| Verzendmethode                | Pakketdienst   |
| Nettogewicht ca.              | 1,2 kg         |
| Brutogewicht ca.              | 3,0 kg         |
| Verzendgewicht                | 3 kg           |

### Diensten

|  |             |
|--|-------------|
| Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking) | 952-442     |
| Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie                  | 962-400-400 |
| Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking      | 921-442     |