

# KERN 315-312-308

Set de segurança 200 g (F2); 2000 g (F2)

# KERN



## Pictogramas

STANDARD



### Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	Safety Set
Família de produto	315

### Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	200 g & 2 kg
Peso de teste OIML classe	F2

### Desenho

Número de pesos	2
Estojo do conjunto de pesos	em caixa de alumínio
Material	aço inox polido (OIML)

### Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	255×135×140 mm
Peso líquido	1,2 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	1,2 kg
Peso bruto aprox.	3,0 kg
Peso de envio	3 kg

### Serviços

Número do artigo para avaliação da conformidade (homologação)	952-442
Número do artigo para calibração DAkKS	962-400-400
Número do artigo para desvio Plus garantido	921-442