

KERN 315-312-407

Safety Set 100 g (M1); 2000 g (F2)

KERN



Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	Safety Set
Produktfamilie	315

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	100 g & 2 kg
Gewicht OIML-Klasse	F2 M1

Bauform

Anzahl Gewichte	2
Etui des Gewichtssatzes	im Aluminiumetui
Material	Edelstahl poliert (OIML)

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	255×135×140 mm
Nettogewicht	0,01 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	1 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-400-600
--------------------------------------	-------------