

KERN 315-312-407

Safety Set 100 g (M1); 2000 g (F2)

KERN



Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Set di pesi
Gruppo di prodotti	Safety Set
Famiglia di prodotti	315

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	100 g & 2 kg
Peso di calibrazione OIML classe	F2 M1

Design

Numero di pesi	2
Astuccio del set di pesi	in valigetta di alluminio
Materiale	acciaio inossidabile lucidato (OIML)

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	255×135×140 mm
Peso netto	0,01 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,05 kg
Peso lordo ca.	0,05 kg
Peso di spedizione	1 kg

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkkS	962-400-600
-------------------------------------------	-------------