

KERN 315-408-405

Safety Set 20 g (M1); 200 g (M1)

KERN



Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	Safety Set
Produktfamilie	315

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	20 g & 200 g
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M1

Bauform

Anzahl Gewichte	2
Etui des Gewichtssatzes	im Aluminiumetui
Material	Edelstahl

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	150×115×70 mm
Nettogewicht	0,5 kg
Versandart	Paketsdienst
Nettogewicht ca.	0,50 kg
Bruttogewicht ca.	1,00 kg
Versandgewicht	1 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkS-Kalibrierung	962-600-600
-------------------------------------	-------------