

KERN 315-408-405

Safety Set 20 g (M1); 200 g (M1)

KERN



Pictogramas

STANDARD



Categoría

| | |
|-----------------------|----------------|
| Marca | KERN |
| Categoría de producto | Juego de pesas |
| Grupo de producto | Safety Set |
| Familia de productos | 315 |

Sistema de medición

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Peso de control - valor nominal | 20 g & 200 g |
| Peso de control OIML clase | M1 |

Diseño

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Número de pesos | 2 |
| Estuche de juego de pesas | en un estuche de aluminio |
| Material | acero inoxidable |

Embalaje y envío

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Lectura fuerza [d] (N) | 1 d |
| Dimensiones del embalaje (A×P×A) | 150×115×70 mm |
| Peso neto | 0,5 kg |
| Método de envío | Servicio de paquetes |
| Peso neto aprox. | 0,50 kg |
| Peso bruto aprox. | 1,00 kg |
| Peso de envío | 1 kg |

Servicios

| | |
|---|-------------|
| Número de artículo para calibración DAkkS | 962-600-600 |
|---|-------------|