

KERN 315-408-405

Safety Set 20 g (M1); 200 g (M1)

KERN



Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Set di pesi
Gruppo di prodotti	Safety Set
Famiglia di prodotti	315

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	20 g & 200 g
Peso di calibrazione OIML classe	M1

Design

Numero di pesi	2
Astuccio del set di pesi	in valigetta di alluminio
Materiale	acciaio inossidabile

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	150×115×70 mm
Peso netto	0,5 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,50 kg
Peso lordo ca.	1,00 kg
Peso di spedizione	1 kg

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkkS	962-600-600
---	-------------