

# KERN 315-411-406

**KERN**

Set de segurança 50 g (M1); 1000 g (M1)



## Pictogramas

STANDARD



### Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	Safety Set
Família de produto	315

### Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	50 g & 1 kg
Peso de teste OIML classe	M1

### Desenho

Número de pesos	2
Estojo do conjunto de pesos	em caixa de alumínio
Material	aço inox

### Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	255×135×140 mm
Peso líquido	1,2 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	1,2 kg
Peso bruto aprox.	3,0 kg
Peso de envio	3 kg

### Serviços

Número do artigo para calibração DAkKS	962-600-600
--	-------------