

# KERN 315-412-407

Safety Set 100 g (M1); 2000 g (M1)

# KERN



## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Marke            | KERN         |
| Produktkategorie | Gewichtssatz |
| Produktgruppe    | Safety Set   |
| Produktfamilie   | 315          |

## Messsystem

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Prüfgewicht - Nennwert | 100 g & 2 kg |
| OIML-konform           | ✓            |
| Gewicht OIML-Klasse    | M1           |

## Bauform

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Anzahl Gewichte         | 2                |
| Etui des Gewichtssatzes | im Aluminiumetui |
| Material                | Edelstahl        |

## Verpackung & Versand

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Lieferzeit                     | 1 d            |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 255×135×140 mm |
| Nettogewicht                   | 1,2 kg         |
| Versandart                     | Paketsdienst   |
| Nettogewicht ca.               | 1,2 kg         |
| Bruttogewicht ca.              | 3,0 kg         |
| Versandgewicht                 | 3 kg           |

## Dienstleistungen

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung | 962-600-600 |
|--------------------------------------|-------------|