

KERN 315-412-408

Safety Set 200 g (M1); 2000 g (M1)

KERN



Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	Safety Set
Produktfamilie	315

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	200 g & 2 kg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	M1

Bauform

Anzahl Gewichte	2
Etui des Gewichtssatzes	im Aluminiumetui
Material	Edelstahl

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	255×135×140 mm
Nettogewicht	1,2 kg
Versandart	Paketsdienst
Nettogewicht ca.	1,2 kg
Bruttogewicht ca.	3,0 kg
Versandgewicht	3 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkKS-Kalibrierung	962-600-600
--------------------------------------	-------------