

KERN 316-03

Einzelgewicht, OIML-Klasse E2, 5 g, Kompaktform, Edelstahl poliert (OIML)



Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-333
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-333

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML E2
Produktfamilie	316

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	5 g
Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	0,625
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	0,0078
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	0,05 mg
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	6900
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	9600
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E2

Bauform

Bauform Gewicht	Kompaktform
Abmessungen (Ø×H)	8×13,2 mm
Material	Edelstahl poliert (OIML)

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	8×8×13 mm
Nettogewicht	0,005 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg