

KERN 316-03

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse E2, 5 g, Compacte vorm, roestvrij staal gepolijst (OIML)



Verzendgewicht 0,1 kg

Diensten

Artikelnummer voor DAkS-kalibratie 962-333

Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking 921-333

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML E2
Productfamilie	316

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	5 g
Testgewicht - volume (cm ³)	0,625
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	0,0078
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	0,05 mg
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	6900
Testgewicht - dichtheid [Max] (OIML)	9600
Testgewicht OIML klasse	E2

Ontwerp

Bouwvorm gewicht	Compacte vorm
Afmetingen (Ø×H)	8×13,2 mm
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	8×8×13 mm
Nettogewicht	0,005 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg