

KERN 316-06

KERN

Peso individual, Classe OIML E2, 50 g, Forma compacta, aço inox polido (OIML)



Serviços

Número do artigo para calibração DAkkS 962-336

Número do artigo para desvio Plus garantido 921-336

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML E2
Família de produto	316

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	50 g
Peso de teste - volume (cm ³)	6,25
Peso de teste - volume incerteza (cm ³)	0,0781
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	0,1 mg
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	7740
Peso de teste - densidade [Max] (OIML)	8280
Peso de teste OIML classe	E2

Desenho

Forma de construção peso	Forma compacta
Dimensões (Ø×A)	18×26,2 mm
Material	aço inox polido (OIML)

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	18×18×26 mm
Peso líquido	0,05 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envio	0,1 kg