

KERN 316-08

KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse E2, 200 g, Kompaktform, Edelstahl poliert (OIML)



Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-338
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-338

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML E2
Produktfamilie	316

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	200 g
Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	25
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	0,3125
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	0,3 mg
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	7810
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	8210
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E2

Bauform

Bauform Gewicht	Kompaktform
Abmessungen (Ø×H)	28×43 mm
Material	Edelstahl poliert (OIML)

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	28×28×43 mm
Nettogewicht	0,2 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,20 kg
Bruttogewicht ca.	0,20 kg
Versandgewicht	0,2 kg