

# KERN 316-11

**KERN**

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse E2, 1 kg, Compacte vorm, roestvrij staal gepolijst (OIML)



Verzendgewicht	1 kg
----------------	------

## Diensten

Artikelnummer voor DAkS-kalibratie	962-341
------------------------------------	---------

Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-341
---	---------

## Pictogrammen

## STANDARD



1 DAY

## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML E2
Productfamilie	316

## Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 kg
Testgewicht - volume (cm <sup>3</sup> )	125
Testgewicht - volume onzekerheid (cm <sup>3</sup> )	1,5625
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	1,6 mg
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	7810
Testgewicht - dichtheid [Max] (OIML)	8210
Testgewicht OIML klasse	E2

## Ontwerp

Bouwvorm gewicht	Compacte vorm
Afmetingen (Ø×H)	48×73 mm
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	48×48×73 mm
Nettogewicht	1 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	1,00 kg
Brutogewicht ca.	1,00 kg