

KERN 316-11

KERN

Peso individual, Classe OIML E2, 1 kg, Forma compacta, aço inox polido (OIML)



Serviços

Número do artigo para calibração DAkkS 962-341

Número do artigo para desvio Plus garantido 921-341

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML E2
Família de produto	316

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	1 kg
Peso de teste - volume (cm ³)	125
Peso de teste - volume incerteza (cm ³)	1,5625
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	1,6 mg
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	7810
Peso de teste - densidade [Max] (OIML)	8210
Peso de teste OIML classe	E2

Desenho

Forma de construção peso	Forma compacta
Dimensões (Ø×A)	48×73 mm
Material	aço inox polido (OIML)

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	48×48×73 mm
Peso líquido	1 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	1,00 kg
Peso bruto aprox.	1,00 kg
Peso de envio	1 kg