

KERN 316-12

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse E2, 2 kg, Compacte vorm, roestvrij staal gepolijst (OIML)



Verzendgewicht	2 kg
----------------	------

Diensten

Artikelnummer voor DAkS-kalibratie	962-342
------------------------------------	---------

Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-342
---	---------

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML E2
Productfamilie	316

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	2 kg
Testgewicht - volume (cm ³)	250
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	3,125
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	3 mg
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	7810
Testgewicht - dichtheid [Max] (OIML)	8210
Testgewicht OIML klasse	E2

Ontwerp

Bouwvorm gewicht	Compacte vorm
Afmetingen (Ø×H)	60×94 mm
Materiaal	roestvrij staal gepolijst (OIML)

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	60×60×94 mm
Nettogewicht	2 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	2,0 kg
Brutogewicht ca.	2,0 kg