

KERN 316-13

KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse E2, 5 kg, Kompaktform, Edelstahl poliert (OIML)



Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-343
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-343

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML E2
Produktfamilie	316

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	5 kg
Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	625
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	7,8125
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	8 mg
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	7810
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	8210
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	E2

Bauform

Bauform Gewicht	Kompaktform
Abmessungen (Ø×H)	80×132,5 mm
Material	Edelstahl poliert (OIML)

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	80×80×132 mm
Nettogewicht	5 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	5,0 kg
Bruttogewicht ca.	5,0 kg
Versandgewicht	5 kg