

KERN 317-009-600

KERN

Étui protégé en aluminium pour poids individuels (Fracturegram, 1 mg - 500 mg (einzeln))



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Valises & Étuis
Groupe de produit	Étui protégé en aluminium

Système de mesure

Étui adapté aux classes OIML	E1 - M3
Étui adapté aux valeurs nominales de poids	1 mg - 500 mg (einzeln)
Forme de poids appropriée pour l'étui	Fracturegram

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	70×77×73 mm
Matériau	aluminium

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	77×70×73 mm
Poids net	0,3 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,30 kg
Poids brut env.	0,30 kg
Poids d'expédition	0,3 kg

Pictogrammes

STANDARD

